



Vial
EPA
Chromacol





Chromacol EPA Type Lagervials

speziell für wässrige Proben

Autor: EL
Datum: 07.01.2010
(I-Mail-Nr. 1)

Chromacol EPA Type Probenflaschen sind speziell für wässrige Proben und Umweltanalysen geeignet. Die EPA Probenflaschen sind als 20 ml und 40 ml Probenflaschen erhältlich. Dazu passend gibt es eine Lochkappe zum Einsetzen eines Septums oder eine einfache Verschlusskappe, die sich zum Lagern der Probe eignet.

Hergestellt werden die Probenflaschen aus Borosilikat Glas nach USP Bestimmungen und EPA Standards.

	Artikel-Nr.	Inhalt (ml)	OD (mm)	HT (mm)	Screw (mm)	Beschreibung	VE	Preis
	40-EPASV	40	28	96	24	EPA Probenflasche, Klarglas	100 Stück	33,00 €
	40-EPASV(A)	40	28	96	24	EPA Probenflasche, Braunglas	100 Stück	42,00 €
	20-EPASV	20	28	57	24	EPA Probenflasche, Klarglas	100 Stück	27,00 €
	20-EPASV(A)	20	28	57	24	EPA Probenflasche, Braunglas	100 Stück	37,00 €
	24-ST3-EPA	-	-	-	-	EPA Septum Silikon / PTFE	100 Stück	36,00 €
	24-SC-EPA	-	-	-	-	EPA Schraubkappe, weiß	100 Stück	6,00 €



Vial
EPA
Chromacol

Chromacol EPA Type Lagervials

speziell für wässrige Proben

Autor: EL
Datum: 07.01.2010
(I-Mail-Nr. 1)

Neben den oben aufgeführten einzeln erhältlichen EPA Type Ausführungen bietet Chromacol ein umfangreiches Angebot an und vormontierten EPA Probenflaschen- Kits.

	Artikel-Nr.	Inhalt (ml)	OD (mm)	HT (mm)	Screw (mm)	Beschreibung	VE	Preis
	40-EPAVCS-PC3	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 300***)	72 Stück	74,00 €
	40-EPAVCS(A)-PC3	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Braunglas, Septum, Kappe (Level 300***)	72 Stück	85,00 €
	40-EPAVCS-PC	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 200**)	72 Stück	59,00 €
	40-EPAVCS(A)-PC	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Braunglas, Septum, Kappe (Level 200**)	72 Stück	65,00 €
	40-EPAVCS	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 100*)	100 Stück	63,00 €
	40-EPAVCS(A)	40 ml	28	96	24	EPA Probenflasche, Braunglas, Septum, Kappe (Level 100*)	100 Stück	58,00 €
	20-EPAVCS-PC3	20 ml	28	57	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 300***)	72 Stück	84,00 €
	20-EPAVCS-PC	20 ml	28	57	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 200**)	72 Stück	62,00 €
	20-EPAVCS	20 ml	28	57	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 100*)	100 Stück	49,00 €
	20-EPAVCS(A)	20 ml	28	57	24	EPA Probenflasche, Klarglas, Septum, Kappe (Level 100*)	100 Stück	52,00 €

* Level 100: unter strengem ISO Qualitätssystem produziert, aber nicht zertifiziert oder vorgereinigt.

** Level 200: unter strengem ISO Qualitätssystem produziert, vorgereinigt, aber nicht zertifiziert.

*** Level 300: unter strengem ISO Qualitätssystem produziert. Zertifiziert nach U.S. EPA Super Funds Standards.

Zudem verfügen alle Probenflaschen über eine Produktionsnummer, die die Produktionskette kennzeichnet und der Rückverfolgung dient.