

Laboflex Mikro- Pumpenschläuche



Tygon® R-3603 / R-3607

Eigenschaften


- hohe Chemikalien-Resistenz
- nahrungsmittelgeeignet
- ideal für den Laboreinsatz

Lieferbare Abmessungen


I.D. mm	W.S. mm	Color Code	Tygon R-3607 2 Color Code Stopper* Pkg. à 12 Stück	Tygon R-3607 Meterware ohne Stopper 10 m
0,13	0,91	orange/schwarz	TY0,13MPS1,95	TY0,13MP1,95
0,19	0,91	orange/rot	TY0,19MPS2,01	TY0,19MP2,01
0,25	0,91	orange/blau	TY0,25MPS2,07	TY0,25MP2,07
0,38	0,91	orange/grün	TY0,38MPS2,20	TY0,38MP2,20
0,44	0,91	grün/gelb	TY0,44MPS2,26	TY0,44MP2,26
0,51	0,91	orange/gelb	TY0,51MPS2,33	TY0,51MP2,33
0,57	0,91	weiß/gelb	TY0,57MPS2,39	TY0,57MP2,39
0,64	0,91	orange/weiß	TY0,64MPS2,46	TY0,64MP2,46
0,76	0,91	schwarz/schwarz	TY0,76MPS2,58	TY0,76MP2,58
0,89	0,84	orange/orange	TY0,89MPS2,57	TY0,89MP2,57
0,95	0,84	weiß/schwarz	TY0,95MPS2,63	TY0,95MP2,63
1,02	0,84	weiß/weiß	TY1,02MPS2,70	TY1,02MP2,70
1,09	0,84	weiß/rot	TY1,09MPS2,77	TY1,09MP2,77
1,14	0,84	rot/rot	TY1,14MPS3,12	TY1,14MP3,12
1,22	0,84	rot/grau	TY1,22MPS2,90	TY1,22MP2,90
1,30	0,84	grau/grau	TY1,30MPS2,98	TY1,30MP2,98
1,42	0,84	gelb/gelb	TY1,42MPS3,10	TY1,42MP3,10
1,52	0,84	gelb/blau	TY1,52MPS3,20	TY1,52MP3,20
1,65	0,84	blau/blau	TY1,65MPS3,33	TY1,65MP3,33
1,75	0,84	blau/grün	TY1,75MPS3,43	TY1,75MP3,43
1,85	0,84	grün/grün	TY1,85MPS3,53	TY1,85MP3,53
2,06	0,84	violett/violett	TY2,06MPS3,74	TY2,06MP3,74
2,29	0,84	violett/schwarz	TY2,29MPS3,97	TY2,29MP3,97
2,54	0,84	violett/orange	TY2,54MPS4,22	TY2,54MP4,22
2,79	0,84	violett/weiß	TY2,79MPS4,47	TY2,79MP4,47
3,17	0,84	schwarz/weiß	TY3,17MPS4,85	TY3,17MP4,85

* ebenfalls in 3 Color Code Stopper erhältlich - bitte anfragen


2 Color Code Stopper



3 Color Code Stopper



Meterware ohne Stopper




Laboflex Mikro-Pumpenschläuche

PharMed®

Eigenschaften

- ideal für Medizin, Labor und Forschung
- hohe Dauerbiegewechsel-Festigkeit
- nicht toxisch
- biologisch verträglich
- mehrfach sterilisierbar
- entspricht der USP CLASS VI und den Anforderungen der FDA-Lebensmittelechtheit




Lieferbare Abmessungen


I.D. mm	W.S. mm	Color Code	PharMed® 2 Color Code Stopper* Pkg. à 6 Stück	PharMed® Meterware ohne Stopper 3 m
0,25	0,91	orange/blau	PM0,25MPS2,07	PM0,25MP2,07
0,38	0,91	orange/grün	PM0,38MPS2,20	PM0,38MP2,20
0,51	0,91	orange/gelb	PM0,51MPS2,33	PM0,51MP2,33
0,64	0,91	orange/weiß	PM0,64MPS2,46	PM0,64MP2,46
0,76	0,91	schwarz/schwarz	PM0,76MPS2,58	PM0,76MP2,58
0,89	0,84	orange/orange	PM0,89MPS2,57	PM0,89MP2,57
1,02	0,84	weiß/weiß	PM1,02MPS2,70	PM1,02MP2,70
1,14	0,84	rot/rot	PM1,14MPS3,12	PM1,14MP3,12
1,30	0,84	grau/grau	PM1,30MPS2,98	PM1,30MP2,98
1,42	0,84	gelb/gelb	PM1,42MPS3,10	PM1,42MP3,10
1,52	0,84	gelb/blau	PM1,52MPS3,20	PM1,52MP3,20
1,65	0,84	blau/blau	PM1,65MPS3,33	PM1,65MP3,33
1,85	0,84	grün/grün	PM1,85MPS3,53	PM1,85MP3,53
2,06	0,84	violett/violett	PM2,06MPS3,74	PM2,06MP3,74
2,29	0,84	violett/schwarz	PM2,29MPS3,97	PM2,29MP3,97
2,54	0,84	violett/orange	PM2,54MPS4,22	PM2,54MP4,22
2,79	0,84	violett/weiß	PM2,79MPS4,47	PM2,79MP4,47

* ebenfalls in 3 Color Code Stopper erhältlich - bitte anfragen


2 Color Code Stopper



3 Color Code Stopper



Meterware ohne Stopper




Laboflex Mikro- Pumpenschläuche

Fluran®F-5500-A

Eigenschaften

- beste Chemikalien-Resistenz
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen korrosive Medien im Hochtemperaturbereich
- witterungs-, ozon- und UV-stabil




Lieferbare Abmessungen


I.D. mm	W.S. mm	Color Code	Fluran®F-5500-A 2 Color Code Stopper* Pkg. à 12 Stück	Fluran®F-5500-A Meterware ohne Stopper 10 m
0,51	0,91	orange/gelb	FL0,51MPS2,33	FL0,51MP2,33
0,64	0,91	orange/weiß	FL0,64MPS2,46	FL0,64MP2,46
0,76	0,91	schwarz/schwarz	FL0,76MPS2,58	FL0,76MP2,58
0,89	0,84	orange/orange	FL0,89MPS2,57	FL0,89MP2,57
1,02	0,84	weiß/weiß	FL1,02MPS2,70	FL1,02MP2,70
1,14	0,84	rot/rot	FL1,14MPS3,12	FL1,14MP3,12
1,30	0,84	grau/grau	FL1,30MPS2,98	FL1,30MP2,98
1,42	0,84	gelb/gelb	FL1,42MPS3,10	FL1,42MP3,10
1,52	0,84	gelb/blau	FL1,52MPS3,20	FL1,52MP3,20
1,65	0,84	blau/blau	FL1,65MPS3,33	FL1,65MP3,33
1,85	0,84	grün/grün	FL1,85MPS3,53	FL1,85MP3,53
2,06	0,84	violett/violett	FL2,06MPS3,74	FL2,06MP3,74
2,29	0,84	violett/schwarz	FL2,29MPS3,97	FL2,29MP3,97
2,54	0,84	violett/orange	FL2,54MPS4,22	FL2,54MP4,22
2,79	0,84	violett/weiß	FL2,79MPS4,47	FL2,79MP4,47

* ebenfalls in 3 Color Code Stopper erhältlich - bitte anfragen


2 Color Code Stopper



3 Color Code Stopper



Meterware ohne Stopper



Laboflex Mikro- Pumpenschläuche



Silikon

Eigenschaften


Für präzise Dosierungen in der Mikroanalytik. Sie werden unter Verwendung eines speziellen Silikon-Compounds hergestellt um beim Einsatz bestimmter Säuren, Laugen und Lösungsmittel längere Standzeiten zu erreichen.

Lieferbare Abmessungen


I.D. mm	W.S. mm	Color Code	Silikon 2 Color Code Stopper* Pkg. à 6 Stück	Silikon Meterware ohne Stopper 15 m
0,13	0,91	orange/schwarz	SI0,13MPS1,95	
0,19	0,91			SI0,19MP2,01
0,25	0,91	orange/blau	SI0,25MPS2,07	SI0,25MP2,07
0,38	0,91			SI0,39MP2,20
0,51	0,91			SI0,51MP2,33
0,64	0,91	orange/weiß	SI0,64MPS2,46	SI0,64MP2,46
0,76	0,91	schwarz/schwarz	SI0,76MPS2,58	SI0,76MP2,58
0,89	0,84	orange/orange	SI0,89MPS2,57	SI0,89MP2,57
1,02	0,84	weiß/weiß	SI1,02MPS2,70	SI1,02MP2,70
1,14	0,84	rot/rot	SI1,14MPS3,12	SI1,14MP3,12
1,30	0,84	grau/grau	SI1,30MPS2,98	SI1,30MP2,98
1,42	0,84	gelb/gelb	SI1,42MPS3,10	SI1,42MP3,10
1,52	0,84	gelb/blau	SI1,52MPS3,20	SI1,52MP3,20
1,65	0,84	blau/blau	SI1,65MPS3,33	SI1,65MP3,33
1,85	0,84	grün/grün	SI1,85MPS3,53	SI1,85MP3,53
2,06	0,84	violett/violett	SI2,06MPS3,74	SI2,06MP3,74
2,29	0,84	violett/schwarz	SI2,29MPS3,97	SI2,29MP3,97
2,54	0,84	violett/orange	SI2,54MPS4,22	SI2,54MP4,22
2,79	0,84	violett/weiß	SI2,79MPS4,47	SI2,79MP4,47

* ebenfalls in 3 Color Code Stopper erhältlich - bitte anfragen


2 Color Code Stopper



3 Color Code Stopper



Meterware ohne Stopper




Laboflex Mikro-Pumpenschläuche

PVC

Eigenschaften

Für präzise Dosierungen von Reagenzien in der Mikroanalytik. Die Spezifikation entspricht präzise den Anforderungen automatischer Analysensysteme.




Lieferbare Abmessungen


I.D. mm	W.S. mm	Color Code	PVC Standard 2 Color Code Stopper* Pkg. à 12 Stück	PVC Standard Meterware ohne Stopper 15 m
0,13	0,91	orange/schwarz	PV0,13SMP1,95	PV0,13SM1,95
0,19	0,91	orange/rot	PV0,19SMP2,01	PV0,19SM2,01
0,25	0,91	orange/blau	PV0,25SMP2,07	PV0,25SM2,07
0,31	0,91	rot/blau	PV0,31SMP2,13	
0,38	0,91	orange/grün	PV0,38SMP2,20	PV0,38SM2,20
0,51	0,91	orange/gelb	PV0,51SMP2,33	PV0,51SM2,33
0,64	0,91	orange/weiß	PV0,64SMP2,46	PV0,64SM2,46
0,76	0,91	schwarz/schwarz	PV0,76SMP2,58	PV0,76SM2,58
0,89	0,84	orange/orange	PV0,89SMP2,57	PV0,89SM2,57
1,02	0,84	weiß/weiß	PV1,02SMP2,70	PV1,02SM2,70
1,14	0,84	rot/rot	PV1,14SMPS3,12	PV1,14SM3,12
1,30	0,84	grau/grau	PV1,30SMP2,98	PV1,30SM2,98
1,42	0,84	gelb/gelb	PV1,42SMP3,10	PV1,42SM3,10
1,52	0,84	gelb/blau	PV1,52SMP3,20	PV1,52SM3,20
1,65	0,84	blau/blau	PV1,65SMP3,33	PV1,65SM3,33
1,85	0,84	grün/grün	PV1,85SMP3,53	PV1,85SM3,53
2,06	0,84	violett/violett	PV2,06SMP3,74	PV2,06SM3,74
2,29	0,84	violett/schwarz	PV2,29SMP3,97	PV2,29SM3,97
2,54	0,84	violett/orange	PV2,54SMP4,22	PV2,54SM4,22
2,79	0,84	violett/weiß	PV2,79SMP4,47	PV2,79SM4,47
3,18	0,84	schwarz/weiß	PV3,18SMP4,85	

* ebenfalls in 3 Color Code Stopper erhältlich - bitte anfragen

2 Color Code Stopper



3 Color Code Stopper



Meterware ohne Stopper

